

Наименование	Диаметр	Расход	Артикул		
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrovyye_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d15_f18016p3x0180m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литровый фонд поплавок с магнитом			FCIV016P3X0180M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrovyye_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d15_f15016p3m0045m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литровый фонд поплавок с магнитом			FCIV016P3M0045M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrovyye_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d15_f10016p3x0040m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литровый фонд поплавок с магнитом			FCIV016P3X0040M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrovyye_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d15_f11016p3m0075m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литровый фонд поплавок с магнитом			FCIV016P3M0075M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrovyye_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d15 - 8.5 л/ч	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литровый фонд поплавок с магнитом			FCIV016P3X0085M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrovyye_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d15_f12016p3x0120m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литровый фонд поплавок с магнитом			FCIV016P3X0120M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrovyye_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d15_f1016p3m0003m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литровый фонд поплавок с магнитом			FCIV016P3M0003M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrovyye_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d15_f1116p3m0017m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литровый фонд поплавок с магнитом			FCIV016P3M0017M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrovyye_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d20 - 37.5 л/ч	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литровый фонд поплавок с магнитом			FCIV020P3X0375M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrovyye_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d20_f2016p3x0220m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литровый фонд поплавок с магнитом			FCIV020P3X0220M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrovyye_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d20_f36016p3x0360m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литровый фонд поплавок с магнитом			FCIV020P3X0360M	FIP

fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_f125_020p3m0125m	d20_f125_020p3m0125m	FCIV020P3M0125M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_f170_020p3m0170m	d20_f170_020p3m0170m	FCIV020P3M0170M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_f075_020p3x0075m	d20_f075_020p3x0075m	FCIV020P3X0075M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_f034_020p3m0034m	d20_f034_020p3m0034m	FCIV020P3M0034M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_f063_020p3m0063m	d20_f063_020p3m0063m	FCIV020P3M0063M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_f140_020p3x0140m	d20_f140_020p3x0140m	FCIV020P3X0140M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_f104_020p3m0104m	d20_f104_020p3m0104m	FCIV020P3M0104M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d25_f600_025p3x0600m	d25_f600_025p3x0600m	FCIV025P3X0600M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d25_f350_025p3x0350m	d25_f350_025p3x0350m	FCIV025P3X0350M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d25_f230_025p3x0230m	d25_f230_025p3x0230m	FCIV025P3X0230M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d25_f165_025p3m0165m	d25_f165_025p3m0165m	FCIV025P3M0165M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d25_f380_025p3m0380m	d25_f380_025p3m0380m	FCIV025P3M0380M	FIP

fc_rotametr_dlya_naoh_20litov	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCISulfon_d25	FCISulfon_d25-135 л/ч	FCIV025P3X0135M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litov	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCISulfon_d25	FCISulfon_d25-f6003p3m0060m	FCIV025P3M0060M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litov	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCISulfon_d25	FCISulfon_d25-f6003p3m0092m	FCIV025P3M0092M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litov	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCISulfon_d32	FCISulfon_d32-f6003p3x0350m	FCIV032P3X0350M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litov	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCISulfon_d32	FCISulfon_d32-f6003p3m0360m	FCIV032P3M0360M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litov	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCISulfon_d32	FCISulfon_d32-f6003p3m0090m	FCIV032P3M0090M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litov	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCISulfon_d32	FCISulfon_d32-f6003p3x1000m	FCIV032P3X1000M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litov	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCISulfon_d32	FCISulfon_d32- 220 л/ч	FCIV032P3X0220M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litov	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCISulfon_d32	FCISulfon_d32-f6003p3x0650m	FCIV032P3X0650M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litov	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCISulfon_d32	FCISulfon_d32-f6003p3m0150m	FCIV032P3M0150M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litov	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCISulfon_d32	FCISulfon_d32-f6003p3m0650m	FCIV032P3M0650M	FIP