

Наименование	Диаметр	Расход	Артикул		
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrov_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литров фонд поплавок с магнитом		FCIV016P3X0180M	FCIV016P3X0180M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrov_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литров фонд поплавок с магнитом		FCIV016P3M0045M	FCIV016P3M0045M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrov_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литров фонд поплавок с магнитом		FCIV016P3X0040M	FCIV016P3X0040M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrov_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литров фонд поплавок с магнитом		FCIV016P3M0075M	FCIV016P3M0075M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrov_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литров фонд поплавок с магнитом		FCIV016P3X0085M	FCIV016P3X0085M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrov_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литров фонд поплавок с магнитом		FCIV016P3X0120M	FCIV016P3X0120M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrov_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литров фонд поплавок с магнитом		FCIV016P3M0003M	FCIV016P3M0003M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrov_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литров фонд поплавок с магнитом		FCIV016P3M0017M	FCIV016P3M0017M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrov_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литров фонд поплавок с магнитом		FCIV020P3X0375M	FCIV020P3X0375M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrov_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литров фонд поплавок с магнитом		FCIV020P3X0220M	FCIV020P3X0220M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrov_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литров фонд поплавок с магнитом		FCIV020P3X0360M	FCIV020P3X0360M	FIP

fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_f12507p3m0125m	d20_f12507p3m0125m	FCIV020P3M0125M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_f170010p3m0170m	d20_f170010p3m0170m	FCIV020P3M0170M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_f10075p3x0075m	d20_f10075p3x0075m	FCIV020P3X0075M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_f10034p3m0034m	d20_f10034p3m0034m	FCIV020P3M0034M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_f10063p3m0063m	d20_f10063p3m0063m	FCIV020P3M0063M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_f100140p3x0140m	d20_f100140p3x0140m	FCIV020P3X0140M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_f100104p3m0104m	d20_f100104p3m0104m	FCIV020P3M0104M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d25_f160025p3x0600m	d25_f160025p3x0600m	FCIV025P3X0600M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d25_f150025p3x0350m	d25_f150025p3x0350m	FCIV025P3X0350M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d25_f230025p3x0230m	d25_f230025p3x0230m	FCIV025P3X0230M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d25_f165025p3m0165m	d25_f165025p3m0165m	FCIV025P3M0165M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d25_f180025p3m0380m	d25_f180025p3m0380m	FCIV025P3M0380M	FIP

fc_rotametr_dlya_naoh_20litrov_fondopolisulfon_d25-f600135	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: поплавок с магнитом	d25lavok_s_magnitom_d25-f600135	25-135 л/ч	FCIV025P3X0135M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litrov_fondopolisulfon_d25-f60015p3m0060m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: поплавок с магнитом	d25lavok_s_magnitom_d25-f60015p3m0060m	25-150 л/ч	FCIV025P3M0060M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litrov_fondopolisulfon_d25-f60015p3m0092m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: поплавок с магнитом	d25lavok_s_magnitom_d25-f60015p3m0092m	25-150 л/ч	FCIV025P3M0092M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litrov_fondopolisulfon_d32-f650032p3x0350m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: поплавок с магнитом	d32lavok_s_magnitom_d32-f650032p3x0350m	32-150 л/ч	FCIV032P3X0350M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litrov_fondopolisulfon_d32-f650032p3m0360m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: поплавок с магнитом	d32lavok_s_magnitom_d32-f650032p3m0360m	32-150 л/ч	FCIV032P3M0360M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litrov_fondopolisulfon_d32-f650032p3m0090m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: поплавок с магнитом	d32lavok_s_magnitom_d32-f650032p3m0090m	32-150 л/ч	FCIV032P3M0090M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litrov_fondopolisulfon_d32-f650032p3x1000m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: поплавок с магнитом	d32lavok_s_magnitom_d32-f650032p3x1000m	32-150 л/ч	FCIV032P3X1000M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litrov_fondopolisulfon_d32-f650032p3m0220m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: поплавок с магнитом	d32lavok_s_magnitom_d32-f650032p3m0220m	32-220 л/ч	FCIV032P3X0220M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litrov_fondopolisulfon_d32-f650032p3x0650m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: поплавок с магнитом	d32lavok_s_magnitom_d32-f650032p3x0650m	32-150 л/ч	FCIV032P3X0650M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litrov_fondopolisulfon_d32-f650032p3m0150m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: поплавок с магнитом	d32lavok_s_magnitom_d32-f650032p3m0150m	32-150 л/ч	FCIV032P3M0150M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litrov_fondopolisulfon_d32-f650032p3m0650m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: поплавок с магнитом	d32lavok_s_magnitom_d32-f650032p3m0650m	32-150 л/ч	FCIV032P3M0650M	FIP