

Наименование	Диаметр	Расход	Артикул		
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrovyye_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d15-180l/h	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литровый фонд поплавок с магнитом	FCIV016P3X0180M	FIP		
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrovyye_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d15-450l/h	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литровый фонд поплавок с магнитом	FCIV016P3M0045M	FIP		
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrovyye_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d15-400l/h	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литровый фонд поплавок с магнитом	FCIV016P3X0040M	FIP		
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrovyye_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d15-160l/h	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литровый фонд поплавок с магнитом	FCIV016P3M0075M	FIP		
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrovyye_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d15-8.5 l/h	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литровый фонд поплавок с магнитом	FCIV016P3X0085M	FIP		
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrovyye_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d15-200l/h	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литровый фонд поплавок с магнитом	FCIV016P3X0120M	FIP		
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrovyye_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d15-30l/h	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литровый фонд поплавок с магнитом	FCIV016P3M0003M	FIP		
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrovyye_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d15-7l/h	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литровый фонд поплавок с магнитом	FCIV016P3M0017M	FIP		
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrovyye_fondopolisulfon_d20lavok_s_magnitom_d25-37.5 l/h	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литровый фонд поплавок с магнитом	FCIV020P3X0375M	FIP		
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrovyye_fondopolisulfon_d20lavok_s_magnitom_d20-220l/h	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литровый фонд поплавок с магнитом	FCIV020P3X0220M	FIP		
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrovyye_fondopolisulfon_d20lavok_s_magnitom_d20-360l/h	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литровый фонд поплавок с магнитом	FCIV020P3X0360M	FIP		

fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_125_020p3m0125m	d20_125_020p3m0125m	FCIV020P3M0125M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_170_020p3m0170m	d20_170_020p3m0170m	FCIV020P3M0170M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_075_020p3x0075m	d20_075_020p3x0075m	FCIV020P3X0075M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_034_020p3m0034m	d20_034_020p3m0034m	FCIV020P3M0034M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_063_020p3m0063m	d20_063_020p3m0063m	FCIV020P3M0063M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_140_020p3x0140m	d20_140_020p3x0140m	FCIV020P3X0140M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_104_020p3m0104m	d20_104_020p3m0104m	FCIV020P3M0104M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d25_160_025p3x0600m	d25_160_025p3x0600m	FCIV025P3X0600M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d25_135_025p3x0350m	d25_135_025p3x0350m	FCIV025P3X0350M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d25_230_025p3x0230m	d25_230_025p3x0230m	FCIV025P3X0230M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d25_165_025p3m0165m	d25_165_025p3m0165m	FCIV025P3M0165M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d25_380_025p3m0380m	d25_380_025p3m0380m	FCIV025P3M0380M	FIP

fc_rotametr_dlya_naoh_20litov	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCIV025P3X0135M	FCIV025P3X0135M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litov	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCIV025P3M0060M	FCIV025P3M0060M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litov	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCIV025P3M0092M	FCIV025P3M0092M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litov	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCIV032P3X0350M	FCIV032P3X0350M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litov	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCIV032P3M0360M	FCIV032P3M0360M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litov	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCIV032P3M0090M	FCIV032P3M0090M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litov	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCIV032P3X1000M	FCIV032P3X1000M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litov	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCIV032P3X0220M	FCIV032P3X0220M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litov	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCIV032P3X0650M	FCIV032P3X0650M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litov	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCIV032P3M0150M	FCIV032P3M0150M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_20litov	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCIV032P3M0650M	FCIV032P3M0650M	FIP