

Наименование	Диаметр	Расход	Артикул		
fc_rotametr_dlya_naoh_50%_korpus_50litov_fondopolisulfon_daplavok_s_magnitom	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: 50 литров фонд поплавок с магнитом	d16lavok_s_magnitom	d16-40iv016p5x0040m	FCIV016P5X0040M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50%_korpus_50litov_fondopolisulfon_daplavok_s_magnitom	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: 50 литров фонд поплавок с магнитом	d16lavok_s_magnitom	d16-5iv016p5m0005m	FCIV016P5M0005M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50%_korpus_50litov_fondopolisulfon_daplavok_s_magnitom	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: 50 литров фонд поплавок с магнитом	d16lavok_s_magnitom	d16-5feiv016p5m0275m	FCIV016P5M0275M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50%_korpus_50litov_fondopolisulfon_daplavok_s_magnitom	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: 50 литров фонд поплавок с магнитом	d16lavok_s_magnitom	d16-5-1.4 л/ч	FCIV016P5X0014M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50%_korpus_50litov_fondopolisulfon_daplavok_s_magnitom	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: 50 литров фонд поплавок с магнитом	d16lavok_s_magnitom	d16-5iv016p5m0009m	FCIV016P5M0009M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50%_korpus_50litov_fondopolisulfon_daplavok_s_magnitom	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: 50 литров фонд поплавок с магнитом	d16lavok_s_magnitom	d16-1feiv016p5m0021m	FCIV016P5M0021M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50%_korpus_50litov_fondopolisulfon_daplavok_s_magnitom	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: 50 литров фонд поплавок с магнитом	d16lavok_s_magnitom	d16-8iv016p5x0008m	FCIV016P5X0008M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50%_korpus_50litov_fondopolisulfon_daplavok_s_magnitom	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: 50 литров фонд поплавок с магнитом	d16lavok_s_magnitom	d16-40iv016p5x0055m	FCIV016P5X0055M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50%_korpus_50litov_fondopolisulfon_daplavok_s_magnitom	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: 50 литров фонд поплавок с магнитом	d20lavok_s_magnitom	d20-5feiv020p5m0125m	FCIV020P5M0125M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50%_korpus_50litov_fondopolisulfon_daplavok_s_magnitom	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: 50 литров фонд поплавок с магнитом	d20lavok_s_magnitom	d20-5-6.5 л/ч	FCIV020P5X0065M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50%_korpus_50litov_fondopolisulfon_daplavok_s_magnitom	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: 50 литров фонд поплавок с магнитом	d20lavok_s_magnitom	d20-6feiv020p5x0036m	FCIV020P5X0036M	FIP

fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: Большой полисульфон- поплавок с магнитом	FCI020P5X0140M	FCIV020P5X0140M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: Большой полисульфон- поплавок с магнитом	FCI020P5X0015M	FCIV020P5X0015M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: Большой полисульфон- поплавок с магнитом	FCI020P5M0055M	FCIV020P5M0055M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: Большой полисульфон- поплавок с магнитом	FCI020P5M0475M	FCIV020P5M0475M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: Большой полисульфон- поплавок с магнитом	FCI020P5M0255M	FCIV020P5M0255M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: Большой полисульфон- поплавок с магнитом	FCI020P5X0075M	FCIV020P5X0075M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: Большой полисульфон- поплавок с магнитом	FCI020P5M0002M	FCIV020P5M0002M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: Большой полисульфон- поплавок с магнитом	FCI025P5M0010M	FCIV025P5M0010M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: Большой полисульфон- поплавок с магнитом	FCI025P5X0030M	FCIV025P5X0030M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: Большой полисульфон- поплавок с магнитом	FCI025P5X0320M	FCIV025P5X0320M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: Большой полисульфон- поплавок с магнитом	FCI025P5X0135M	FCIV025P5X0135M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: Большой полисульфон- поплавок с магнитом	FCI025P5M0130M	FCIV025P5M0130M	FIP

fc_rotametr_dlya_naoh_50%_korpus_50litov_fondopolisulfon_d02lavok_s_magnitom_d255fciw025p5x0065m	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: 50 литров фонд поплавок с магнитом			FCIV025P5X0065M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50%_korpus_50litov_fondopolisulfon_d02lavok_s_magnitom_d255fciw025p5m0019m	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: 50 литров фонд поплавок с магнитом			FCIV025P5M0019M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50%_korpus_50litov_fondopolisulfon_d02lavok_s_magnitom_d255fciw025p5m0045m	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: 50 литров фонд поплавок с магнитом			FCIV025P5M0045M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50%_korpus_50litov_fondopolisulfon_d02lavok_s_magnitom_d321fciw032p5m0110m	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: 50 литров фонд поплавок с магнитом			FCIV032P5M0110M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50%_korpus_50litov_fondopolisulfon_d02lavok_s_magnitom_d321fciw032p5m0260m	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: 50 литров фонд поплавок с магнитом			FCIV032P5M0260M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50%_korpus_50litov_fondopolisulfon_d02lavok_s_magnitom_d323fciw032p5x0300m	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: 50 литров фонд поплавок с магнитом			FCIV032P5X0300M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50%_korpus_50litov_fondopolisulfon_d02lavok_s_magnitom_d324fciw032p5m0040m	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: 50 литров фонд поплавок с магнитом			FCIV032P5M0040M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50%_korpus_50litov_fondopolisulfon_d02lavok_s_magnitom_d325fciw032p5x0125m	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: 50 литров фонд поплавок с магнитом			FCIV032P5X0125M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50%_korpus_50litov_fondopolisulfon_d02lavok_s_magnitom_d3255 л/ч	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: 50 литров фонд поплавок с магнитом			FCIV032P5X0055M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50%_korpus_50litov_fondopolisulfon_d02lavok_s_magnitom_d326fciw032p5x0600m	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: 50 литров фонд поплавок с магнитом			FCIV032P5X0600M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_50%_korpus_50litov_fondopolisulfon_d02lavok_s_magnitom_d325fciw032p5m0015m	FC ротаметр для NAOH 50% корпус: 50 литров фонд поплавок с магнитом			FCIV032P5M0015M	FIP