

Наименование	Диаметр	Расход	Артикул		
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrov_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d15-fciv016p3x0180m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литров фонд поплавок с магнитом			FCIV016P3X0180M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrov_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d15-fciv016p3m0045m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литров фонд поплавок с магнитом			FCIV016P3M0045M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrov_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d15-fciv016p3x0040m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литров фонд поплавок с магнитом			FCIV016P3X0040M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrov_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d15-fciv016p3m0075m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литров фонд поплавок с магнитом			FCIV016P3M0075M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrov_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d15 - 8.5 л/ч	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литров фонд поплавок с магнитом			FCIV016P3X0085M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrov_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d15-fciv016p3x0120m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литров фонд поплавок с магнитом			FCIV016P3X0120M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrov_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d15-fciv016p3m0003m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литров фонд поплавок с магнитом			FCIV016P3M0003M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrov_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d15-fciv016p3m0017m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литров фонд поплавок с магнитом			FCIV016P3M0017M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrov_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d20 - 37.5 л/ч	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литров фонд поплавок с магнитом			FCIV020P3X0375M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrov_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d20-fciv020p3x0220m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литров фонд поплавок с магнитом			FCIV020P3X0220M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_30%_korpus_20litrov_fondopolisulfon_d16lavok_s_magnitom_d20-fciv020p3x0360m	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: 20 литров фонд поплавок с магнитом			FCIV020P3X0360M	FIP

fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_f12507p3m0125m	d20_f12507p3m0125m	FCIV020P3M0125M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_f170010p3m0170m	d20_f170010p3m0170m	FCIV020P3M0170M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_f10070p3x0075m	d20_f10070p3x0075m	FCIV020P3X0075M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_f10034p3m0034m	d20_f10034p3m0034m	FCIV020P3M0034M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_f10063p3m0063m	d20_f10063p3m0063m	FCIV020P3M0063M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_f100140p3x0140m	d20_f100140p3x0140m	FCIV020P3X0140M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d20_f100104p3m0104m	d20_f100104p3m0104m	FCIV020P3M0104M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d25_f160025p3x0600m	d25_f160025p3x0600m	FCIV025P3X0600M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d25_f150025p3x0350m	d25_f150025p3x0350m	FCIV025P3X0350M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d25_f230025p3x0230m	d25_f230025p3x0230m	FCIV025P3X0230M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d25_f165025p3m0165m	d25_f165025p3m0165m	FCIV025P3M0165M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	d25_f180025p3m0380m	d25_f180025p3m0380m	FCIV025P3M0380M	FIP

fc_rotametr_dlya_naoh_	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCISulfon_	d02lavok_s_magnitom_	25-135 л/ч	FCIV025P3X0135M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCISulfon_	d02lavok_s_magnitom_	25-16003p3m0060m	FCIV025P3M0060M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCISulfon_	d02lavok_s_magnitom_	25-16003p3m0092m	FCIV025P3M0092M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCISulfon_	d02lavok_s_magnitom_	32-15003p3x0350m	FCIV032P3X0350M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCISulfon_	d02lavok_s_magnitom_	32-16003p3m0360m	FCIV032P3M0360M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCISulfon_	d02lavok_s_magnitom_	32-16003p3m0090m	FCIV032P3M0090M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCISulfon_	d02lavok_s_magnitom_	32-16003p3x1000m	FCIV032P3X1000M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCISulfon_	d02lavok_s_magnitom_	32- 220 л/ч	FCIV032P3X0220M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCISulfon_	d02lavok_s_magnitom_	32-165003p3x0650m	FCIV032P3X0650M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCISulfon_	d02lavok_s_magnitom_	32-165003p3m0150m	FCIV032P3M0150M	FIP
fc_rotametr_dlya_naoh_	FC ротаметр для NAOH 30% корпус: полипропилен поплавок с магнитом	FCISulfon_	d02lavok_s_magnitom_	32-165003p3m0650m	FCIV032P3M0650M	FIP